

メタルブラケット／モラーチューブ

『Nu-Edge コバルトクロムブラケット』	製品番号：293-〇〇〇
『Nu-Edge SL コバルトクロムブラケット』	製品番号：293-〇〇〇SL
『Tip-Edge PLUS® ステンレススチールブラケット』	製品番号：296-〇〇〇〇
『Tip-Edge PLUS SL コバルトクロムブラケット』	製品番号：296-〇〇〇SL
モラーチューブ	製品番号：210-〇〇〇、391-〇〇〇



使用上の注意

■ 適応・使用者

- ・ 使用目的：本製品は矯正治療専用の装置です。
- ・ 使用者：矯正歯科に関する十分な知識と経験を有する歯科医師、またはその指導下にある医療従事者のみが取り扱ってください。

■ 禁忌・禁止（再使用の禁止）

- ・ 単回使用（再使用禁止）：本製品は単回使用製品です。一度使用した製品を洗浄・滅菌して再利用することは、交差汚染のリスクに加え、材質の疲労による性能低下や安全性の欠如を招く恐れがあるため、絶対に行わないでください。
- ・ 脱離時の対応：治療中に装置が脱離（ディボンド）した場合、ブラケットに変形や損傷が生じている可能性があるため、再装着せず新しい製品を使用してください。

■ アレルギーに関する注意

- ・ 含有成分：本製品にはニッケル（Ni）およびクロム（Cr）が含まれています。これらの金属に対するアレルギー既往がある患者への使用は避けてください。
- ・ 発症時の対応：万一、装着後にアレルギー反応が認められた場合は、直ちに装置を撤去し、専門医の診断を受けてください。

■ 識別について

- ・ カラーマーキング：ブラケットには、ボンディング時の部位識別を容易にするためのカラーマーキングが施されています。



患者さんへの説明・指導

矯正治療を開始するにあたり、以下の事項について患者さん（または保護者）へ十分な説明を行ってください。

■ 食生活および習慣の制限

装置の脱離や破損、および歯牙の損傷を防ぐため、以下の点に注意するよう指導してください。

- ・ 氷、リンゴの丸かじり、ボールペンのキャップなど、硬いものを強く噛む動作は避けてください。
- ・ 粘着性の高い食べ物（ガム、キャラメル等）は装置に絡まりやすいため、注意が必要です。

■ 口腔衛生管理の徹底

矯正装置を装着することで、自浄作用が低下し、食片が滞留しやすくなります。

- ・ リスクの説明：歯周病、未処置のう蝕（虫歯）、広範な補綴物（被せ物）があるなど、口腔衛生状態が不良な状態で装着を継続すると、症状を悪化させる可能性があります。
- ・ ブラッシング指導：治療開始前に、口腔内環境の変化に応じた適切なセルフケアの方法を十分に説明し、衛生状態の維持を徹底させてください。

